

## COPROCOLTURA, Ag Helicobacter Pylori, COPROANTIGENI

### ❖ CONTENITORE:

Contenitore con tappo a vite munito di palettina campionatrice da ritirare presso i Centri Prelievo o acquistabile in farmacia.



### ❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

1. Raccogliere le feci in un contenitore o su una superficie pulita e asciutta.
2. FARE ATTENZIONE A NON INQUINARE CON URINE IL MATERIALE FECALE.
3. Prelevare una piccola quantità di materiale fecale (circa pari ad una noce) e trasferirlo, mediante la palettina, nel contenitore di raccolta. In caso di feci non formate/diarroiche raccogliere con la palettina una quantità pari a 1/3 del contenitore.
4. Richiudere accuratamente il tappo a vite del contenitore, controllandone la tenuta, per evitare la fuoriuscita del materiale.
5. Riportare il proprio nome e cognome sul contenitore.



### ❖ CONSERVAZIONE:

Conservare in frigorifero fino alla consegna e non oltre le 24 h.

## FILMARRAY

### ❖ CONTENITORE:

Guarda pag. 1 (COPROCOLTURA)

### ❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

Guarda pag. 1 (COPROCOLTURA).

### ❖ CONSERVAZIONE:

Guarda pag. 1 (COPROCOLTURA).



## RICERCA TOSSINE CLOSTRIDIUM DIFFICILE

### ❖ CONTENITORE:

Utilizzare lo stesso contenitore della COPROCOLTURA.



### ❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

Seguire le stesse modalità di raccolta della COPROCOLTURA.



### ATTENZIONE!!

Per avere un test attendibile occorre consegnare il campione entro un'ora dalla raccolta.

## ROTAVIRUS, ADENOVIRUS

### ❖ CONTENITORE:

Utilizzare lo stesso contenitore della COPROCOLTURA.



### ❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

Seguire le stesse modalità di raccolta della COPROCOLTURA.

Per la raccolta se presenti scegliere preferibilmente le parti mucose e/o ematiche.

### ❖ CONSERVAZIONE:

Conservare in frigorifero fino alla consegna e non oltre le 24 h.

## SANGUE OCCULTO

### ❖ CONTENITORE:

Provetta dedicata, munita di palettina campionatrice, da ritirare esclusivamente presso i Centri Prelievo.



### ❖ PREPARAZIONE:


- Non è necessario una dieta specifica.
- Evitare di eseguire l'esame durante il periodo mestruale o comunque in presenza di emorroidi sanguinanti.

### N.B.

Se l'esame deve essere eseguito su 3 campioni e in giorni diversi questi devono essere **TENUTI IN FRIGORIFERO IN ATTESA DI RACCOGLIERE L'ULTIMO CAMPIONE.**

### ❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

1. Raccogliere le feci in un contenitore pulito e asciutto. FARE ATTENZIONE A NON INQUINARE CON URINE CON IL MATERIALE FECALE.
2. Svitare il tappo della provetta facendo attenzione a non spargere la soluzione presente all'interno. (vedi foto sotto)



3. Prelevare una piccola quantità di materiale fecale, strisciando in vari punti con il bastoncino applicato al tappo della provetta (è sufficiente riempire la scanalatura del bastoncino).
4. Inserire il bastoncino nella provetta e avvitare il tappo.

### ❖ CONSERVAZIONE:

Conservare in frigorifero fino a un massimo di 6 giorni.



## CALPROTECTINA FECALE

### ❖ CONTENITORE:

Contentore con tappo a vite munito di palettina campionatrice da ritirare presso i Centri Prelievo o acquistabile in farmacia.



### N.B.

Se l'esame deve essere eseguito su 3 campioni e in giorni diversi questi devono essere **TENUTI IN FRIGORIFERO IN ATTESA DI RACCOGLIERE L'ULTIMO CAMPIONE.**

### ❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

Vedi procedura a pag. 1 (COPROCOLTURA).

### ❖ CONSERVAZIONE:


Per tutto il tempo della raccolta il contenitore deve essere mantenuto in **FRIGORIFERO**.

### N.B.

**Il MATERIALE FECALE** raccolto nel contenitore di FECI è **IDONEO ALL'ESAME** se mantenuto in **FRIGORIFERO** fino a 7 giorni.

### ❖ CONSEGNA DEL CAMPIONE:

- Il campione prelevato deve essere portato accompagnato da un panetto di ghiaccio in una borsa termica.
- Al momento della consegna del campione l'utente riceverà il contenitore definitivo (device).



Sporcare di FECI **SOLO** le scanalature della paletta.



4

## ELASTASI PANCREATICA

### ❖ CONTENITORE:

Contentore con tappo a vite munito di palettina campionatrice da ritirare presso i Centri Prelievo o acquistabile in farmacia.



### ❖ MODALITÀ DI RACCOLTA:

Vedi procedura a pag. 1 (COPROCOLTURA).

### ❖ CONSERVAZIONE:

Conservazione in **FRIGORIFERO** non oltre le 24 h.

### ❖ CONSEGNA DEL CAMPIONE:

- Il campione prelevato deve essere portato accompagnato da un panetto di ghiaccio in una borsa termica.
- Solo al momento della consegna del campione l'utente riceverà il contenitore definitivo (device).



Sporcare di FECI **SOLO** le scanalature della paletta.



5



AZIENDA  
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
PISANA



## CENTRO PRELIEVI CISANELLO - SANTA CHIARA



Modalità di raccolta per esami su:

**FECI**

